

Supor® EBV 除菌级过滤器



简介

Supor® EBV是一款由双层聚醚砜(PES)膜(0.45/0.2µm)组成的,采用Ultipleat®超级打褶结构的除菌级过滤器,具有低蛋白吸附、极高活性物质透过率、寿命长、过滤成本经济等优点。广泛适用于缓冲液、生物制品、组织培养液、眼药水等多种液体的快速过滤,是去除微生物确保液体无菌的最佳选择。

主要特点

- 极低蛋白吸附的亲水性PES膜,化学兼容性好
- 采用专利的Ultipleat®超级打褶结构,具有更大的过滤面积和更高的流速
- 内置预过滤层,过滤寿命更长,成本更经济
- 高强度的支撑层,在线蒸汽灭菌时可耐受1bar (14.5psi)的压差
- 高强度设计允许反复多次高压灭菌,延长使 用寿命
- 低残留体积

高质量标准

前进流与采用10⁷/cm² 缺陷型假单胞菌(Brevundimonas diminuta)(ATCC 19146)的细菌挑战试验相关联。每批产品均可提供完备的验证指南。



每支滤芯:

- 在制造生产过程中100%进行完整性测试,测试结果与细菌挑战相关联
- 均有相应的产品批号和唯一的序列号,可彻底追溯产品的生产历史和用户使用情况
- 附有颇尔公司提供的质量标准确认证书和质量控制证书
- 按照ISO9000质量管理认证体系的标准生产

符合USP 121℃第六级体内生物学测试标准,所有 材料均随附于DMF文件,并递交FDA备案。

每支滤芯符合以下标准:

- 清洁度:符合USP有关注射液中颗粒物要求
- 无纤维脱落标准:符合CFR 21章有关规定
- 无热原:符合USP有关细菌内毒素的标准 (0.25EU/ml)
- TOC和电导率:符合USP有关无菌纯净水的限量标准

可提供一套完整的验证指南, 供客户验证使用。

Filtration. Separation. Solution.sm

结构材质

滤膜	双层亲水性PES膜
支撑层和导流层	聚丙烯
滤芯内核和端盖	 聚丙烯
内部接口支撑环	不锈钢
O形圏	硅橡胶
密封技术	无需使用粘合剂的热熔技术

操作参数1

最大操作压差 (正向)	5.5 bar (80 psi) @ 50 °C 3.0 bar (43.5 psi) @ 80 °C
最大操作压差 (反向)	2.0 bar (30 psi) @ 50 °C

灭菌2


高压灭菌	125℃,10×60min循环
在线蒸汽灭菌	142 ℃,10×30min循环

² 在线蒸汽灭菌时能承受的正向最大压差是1bar (14.5 psi)。

标称尺寸

长度	254 mm (10 in.),508 mm (20 in.), 762 mm (30 in.),1016 mm (40 in.)
直径	70 mm (2.75 in.)

典型的液体流速3



³适用于粘度为1cP. 的液体。对于其它粘度的液体,需用粘度cP. 除以流速。

每支254mm (10 in.) 滤芯的标准有效过滤面积

0.66 m² (7.1 ft²)

每支254mm (10 in.) 滤芯的标准溶出物*

在20°C (68°F)的水中浸泡4hr后,溶出物<25 mg

20°C, 254 mm (10 in.) 滤芯的完整性测试值

允许的前进流最大值(**检测气体为空气**): 水润湿< 23 mL/min ,2760 mbar (40 psi)压力

请联系颇尔当地代表获取更多的完整性检测值和推荐的检测程序。

订购信息



产品规格和可用性:以上信息是对产品型号体系及可选项的介绍,产品可用性可能会在没有事先通知的情况下发生变化,所有规格参数都是标准值,在出版时我们已对上述资料的准确性进行了检查核实。如需了解更多信息,请与颇尔公司联系。



颇尔中国生命科学

上海

地址:上海市张江高科技园区上科路88号(201210)

路88号 (201210) 电话: (021)5191 5656 传真: (021)5191 5984

北京

地址:北京市经济技术开发区宏达

南路12号 (100176) 电话: (010)8722 5588 传真: (010)6780 2238 请浏览我们的网站:www.pall.com/biopharm

请发邮至我们的邮箱:Biopharm_China@ap.pall.com

广州

地址:广州市滨江中路308号海运大

厦16层K座(510220) 电话:(020)8410 2211 传真:(020)8410 2033

长寿

地址: 长春市亚泰大街6789号万晟 商务花园2号楼1207室(130021) 电话: (0431)8860 2233 传真: (0431)8860 2233 成都

电话:(028)86203737 传真:(028)86203717

石家庄

电话: (0311)8399 5931 传真: (0311)8399 5931

Filtration. Separation. Solution.sm

^{*}检测对象为未经冲洗的滤芯。