Myco-Off™ Mycoplasma Cleaner

D103-01/02/03



Vazyme biotech co., ltd.

产品概述

Myco-Off™ Mycoplasma Cleaner 是最新一代的支原体清除试剂,主要用于清除细胞、血清、培养基中的支原体。本产品与通常使用的抗生素不同,其清除原理是通过破坏支原体的膜结构,引发支原体破裂死亡;能有效的清除抗生素耐受型支原体,而不产生耐药性,对于常见的革兰氏阴性和阳性菌也有一定的抑制作用。使用本产品3-7天,便可以完全清除细胞内和细胞外的支原体,而且4个月内无支原体的二次污染。Myco-Off™ Mycoplasma Cleaner 能够清除大部分种类的支原体,而对细胞本身无毒;适用于目前常用的细胞系如小鼠胚胎干细胞或iPS细胞、人胚胎干细胞或iPS细胞、HEK293、HeLa、HepG2、HCT116、COS-7、Vero、Huh-7、MDCK、PANC-1、SW620与U2OS等。

Version 7.1

产品组分

组 分	D103-01	D103-02	D103-03
Myco-Off Mycoplasma Cleaner	100 μΙ	5 × 100 μl	10 × 100 μl

保存条件

-20℃保存

实验流程

- 1. Myco-Off Mycoplasma Cleaner稀释:用新鲜细胞培养液按1:1000稀释本产品,现用现配,不可存放。
- 2. 弃掉细胞培养液,加入稀释好的Myco-Off Mycoplasma Cleaner。
 - ▲对每一次换液处理,须把本产品加入到新鲜培养基中。
 - ▲换液时应用本公司的支原体检测试剂盒(Vazyme #D101)检测支原体存在与否。
- 3. 正常情况下,3天内能够成功清除支原体。
 - ▲按常规1天1次的换液,连续处理3天即可成功清除支原体。
 - ▲建议根据支原体污染的严重程度调节单次处理的时间与周期。
- 4. 处理后的细胞培养物需要用本公司的支原体检测试剂盒(Vazyme #D101)检测支原体是否彻底清除。
- 5. 当支原体彻底清除后,应用无清除试剂的培养基培养细胞。

常见问题与解决方案

◇如何处理支原体严重污染的细胞?

对于支原体严重污染的细胞,若7天不能清除干净,推荐延长处理时间。

◇如何减轻支原体清除试剂对细胞的毒性?

经验证在大多数情况下,本产品对细胞几乎无毒性。对于部分敏感细胞,若细胞出现生长缓慢,可以将试剂按1:2000 或更低倍数稀释使用。

◇原代细胞能否使用本产品?

可以使用。与其他来源的类似产品相比,本产品在处理MEF(mouse embryo fibroblast)等支原体易感细胞系时具有更高的清除效率。

