

Caspase-3 活性测定试剂盒

Caspase-3 colorimetric assay Kit

货号: BC3830

保存: 试剂常温运输, 到达后按要求储存, 1年内稳定。

产品内容: (所示为100T, 50T检测试剂量减半)

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. 裂解缓冲液 | 20 ml, 4 °C |
| 2. 反应缓冲液 | 10 ml, 4 °C |
| 3. 2 mM DEVD- <i>p</i> NA 底物 | 0.5 ml, -20 °C 避光 |
| 4. 10 mM <i>p</i> NA 标准品 | 0.2ml, -20 °C 避光 |

产品介绍:

Caspase-3 是凋亡过程中最主要的终末蛋白酶, 也是研究最多的 caspase; 它激活 pro-caspase-2,6,7,9, 特异水解多种关键凋亡蛋白如 PARP, 介导染色质固缩、凋亡小体生成、核 DNA 断裂。测定原理基于 Caspase-3 特异水解多肽底物 DEVD-*p*NA (Asp-Glu-Val-Asp-*p*-nitroanilide), 释放的游离硝基苯胺 *p*NA 在 405 nm 有最大吸光度。采用可见光光度比色法测定 *p*NA 而得到 Caspase 活性。适用于检测哺乳动物组织、细胞 Caspase-3 活性。

所需仪器:

可见光分光光度计配 100 μ l 比色杯, 或酶标仪。最佳波长 405 nm, 也可测 OD400~450 nm 但灵敏度略降。

操作步骤:

一、组织细胞准备:

Caspase活性测定值低, 最常见原因是未发生凋亡或细胞量太少, 其次是观测时间点不恰当。诱导凋亡时, 并非剂量越大时间越长Caspase活性就越高。可设置不同剂量和时间点如0、2、4、8、16、24小时, 以检测最佳的观察点。通常 2×10^7 细胞或2mg组织裂解于1ml可产生1~3mg/ml蛋白。初次测定时, 单个测定反应可加~200 μ g蛋白物对应于 2×10^6 细胞或2个孔的6孔板细胞。最少, 单个测定反应需加20 μ g蛋白对应于 2×10^5 个细胞或2个孔的12孔板细胞。勿用丝氨酸蛋白酶抑制剂如E-64和 leupeptin以免抑制Caspase活性。

1、(1) **细胞裂解:** 1000g 5分钟收集细胞, 吸尽上清。每 $2 \sim 10 \times 10^6$ 细胞加50~100 μ l裂解液震荡裂解, 冰浴10分钟, 再次震荡。

(2) **组织裂解:** 3~10mg组织加100 μ l裂解液放入小型玻璃匀浆器, 上下匀浆30次。转移匀浆液于离心管。

2、4 °C 12,000g 10分钟, 取上清测定, 或-70 °C保存。

3、**蛋白定量:** 用Bradford法测定蛋白浓度。裂解液含还原剂不宜采用BCA法。应使蛋白浓度达到1-3 mg/ml, 相当于每10 μ l待测样品含10-30 μ g蛋白, 否则应增加细胞用量。

二、测定*p*NA标准曲线:

- 1.用反应缓冲液稀释 10mM pNA 标准品为 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 μ M。设置不加 pNA 的零管。
- 2.每一浓度取 100 μ l 加入 96 孔板或 100 μ l 比色杯，测定 405nm 吸光度 OD 值。
- 3.每一浓度标准管 OD405 值为 x 轴，对应的 pNA 浓度为 y 轴，用 Excel 制作 pNA 浓度对 OD405 值的标准曲线。

三、样品测定操作：

- 1.按下表设置 96 孔板反应体系。底物最后加入以使各管反应起始时间相同。设置不加样品的空白对照管。酶活力不足或过高，可增加或减少样品。
- 2.盖紧96孔板盖子并用封口膜密封。37 $^{\circ}$ C反应2小时，肉眼可见颜色变黄时的OD405值约为0.2，此时即可测定。颜色变化不明显可延长反应或过夜，但酶活性较强时，孵育时间过长将导致反应失去线性关系。
- 3.样品管OD405减去空白对照OD405，为样品Caspase水解底物产生的pNA吸光度。根据标准曲线计算其含量，并以蛋白浓度校正之。
- 4.测得的Caspase酶活性表示方法有两种。
 - (1) Caspase活性增加的百分比： $100\% \times \text{实验处理组OD} / \text{实验对照组OD}$ ，简单而可靠。
 - (2) 样品Caspase酶活力单位/mg protein，精确但计算较复杂，参见说明。

反应体系参考表 (允许适当调整样品加样量)

	无样品 空白对照	高酶活性 样品	低酶活性 样品
反应缓冲液 μ l	95	85	60
待测样品 μ l	—	10	35
底物 μ l	5	5	5
总体积 μ l	100	100	100

产品说明：

- 1.Caspase酶活力单位定义：参考Chemicon公司One unit is the amount of enzyme that will cleave 1.0 nmol of the colorimetric pNA-substrate per hour at 37 $^{\circ}$ C under saturated substrate concentrations。即当底物饱和时,一个Caspase酶活力单位定义为37 $^{\circ}$ C 1小时水解pNA底物，产生1nmol游离pNA。根据pNA标准曲线和样品OD值，可计算出Caspase酶活力单位。
2. 除了处理组外，可设置阳性凋亡诱导剂组，阴性实验对照可包括不具有凋亡诱导作用的试剂(如果能得到)处理组、溶剂对照组、或凋亡诱导零时间点。

参考文献：

1. Cohen GM. Caspases: the executioners of apoptosis. Biochem J. **326**, 1-16 (1997).
2. Porter AG and Janicke RU. Emerging role of caspase-3 in apoptosis. Cell Death Differ. **6**, 99-104 (1999).