

Lillie 二价铁染色液

货号 : G3320

规格 : 2×50mL

保存 : RT 避光, 12 个月有效。

试剂盒组成 :

名称		2×50ml	Storage
试剂(A)	A1:Lillie 二价铁 A 液	25ml	RT
	A2:Lillie 二价铁 B 液	25ml	RT
临用前, 取 A1、A2 等量混合即为 Lillie stain, 不宜提前配制。			
试剂(B): 核固红染色液		50ml	RT 避光

产品说明 :

含铁血黄素(Hemosiderin)是一种血红蛋白源性色素, 为金黄色或棕黄色颗粒, 因其含铁, 且为金黄色, 故称为含铁血黄素。当红细胞被巨噬细胞吞噬后, 在溶酶体酶的作用下, 血红蛋白被分解为不含铁的橙色血质和含铁的含铁血黄素。Perls 普鲁士蓝反应(Prussian blue reaction)又称为含铁血黄素染色, 即经过亚铁氰化钾和稀酸处理后可以产生蓝色, 常见于吞噬细胞或间质内, 主要显示三价铁盐。在极少数情况下, 铁存在于其还原态的亚铁之中, Lillie 法是显示二价铁的很好地的方法, 其特异性较好。

操作步骤(仅供参考) :

- 组织固定于 10% 中性福尔马林或其他碱性固定液, 常规脱水包埋。
- 切片厚度 4μm, 常规脱蜡至水。
- 蒸馏水水洗 1min。
- 切片入 Lillie stain (见注意事项 4), 浸染 25~30min。
- 蒸馏水充分冲洗 2~5min。
- 入核固红染色液, 淡染细胞核 5~10min。
- 蒸馏水冲洗 1~5s。
- 常规脱水透明, 中性树胶封固。

染色结果 :

二价铁	深藤氏蓝
细胞核、其他组织	红色

阴性对照(可选):

取相同对照切片脱蜡至水。结果为阴性。

注意事项 :

- 该染色法适用于石蜡切片、冰冻切片和树脂切片, 切片脱蜡应尽量干净。
- 组织固定常采用 10% 中性福尔马林, 经普通福尔马林长期固定后,。
- 整个操作过程中容器要干净, 避免用金属铁制品,。
- 所有切片都应使用同一个阳性对照切片, 选择适合的对照非常重要。
- 系列乙醇应经常更换新液。
- 冰冻切片和细胞的染色, 最好根据具体情况摸索实验条件。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。