

IKA

designed for scientists

CHN



WESTERN

BLOT

Western Blot 所需要的工具包
就在 IKA

Western Blot 所需要的工具包

/// 产品套装

自1979年发明以来，Western Blot (WB) 已成为生命科学领域最常用的研究方法之一，它是一种公认的、基于构建抗体-蛋白质复合物的蛋白质检测与分析技术。

德国 IKA 为您提供“姐妹花”版本的蛋白质免疫印迹套装，为广大生命科学工作者提供最适合您操作习惯的产品组合。



ICC basic eco 18 恒温水浴

- › 控温范围：RT ~ 100 °C
- › 控温精度：± 0.02 °C
- › 容积：18 L
- › 压力抽吸二元泵，更强劲，实现一拖二，处理大批量样品
- › 高低液位监测，锁屏功能，更安全
- › 透明浴槽，一体成型，方便观察样品，轻松实现无死角清洁



KS 260 基本型 振荡摇床 / 振荡器 / 脱色摇床

- › 圆周式振荡，周转直径高达 10 mm，为杂交、脱色、染色样品提供极为充分的孵育条件
- › 可调转速范围 50 – 500 rpm，尤其适合在低转速下长时间稳定运行，确保反应的均匀进行
- › 可灵活选配多种夹具，完全满足多种振荡需求
- › 定时/计时功能：倒计时范围 5 – 50 min，正计时可显示累计的振荡时间 (∞)



T 10 标准型套装 高速分散 / 均质机

- › 处理量 0.5 – 100 ml
- › 转速范围宽泛 (8,000 – 30,000 rpm)
- › 有两种尺寸的一次性分散刀具 (避免交叉污染) 可选，特别适用于 PCR 分析的样品前处理
- › 快式接口以及极易清洗的刀具设计
- › 可手持或固定于支架操作



Dry Block Heater 1 金属浴 / 干浴器

- › 用于迅速升温的加热反应，可用于对 PCR 管，PCR 联管，Greiner 管，微孔板 和比色皿进行精确加热件
- › 标配 PT 1000.60 温度传感器，可准确测量实际温度并在大数显示屏上显示，方便同时观察设定温度和实际温度
- › 无级调温，最高可达 120 °C
- › 定时/计时功能：倒计时范围 1 s – 99 h 59 min，结束时有提示音；正计时可显示累计的加热时间
- › 定时/计时功能：倒计时范围 1 s – 99 h 59 min，结束时有提示音；正计时可显示累计的加热时间



VORTEX 2 涡旋振荡器

- › 圆周式涡旋振荡，周转直径 4 mm，确保充分而剧烈的混匀效果
- › 无极调速，稳定运行的最高转速可达 2,500 rpm
- › 点动/连续运行功能可便捷切换
- › 3 种夹具及 7 种试管插可供选择 (可用于 Eppendorf 管，酶标板，250 ml Erlenmeyer 烧瓶等)

即日起至2017年
6月30日，购买以
下任一套装，可获
赠5个精致的户外
运动双肩包。



① 蛋白质免疫印迹套装（水浴版）



② 蛋白质免疫印迹套装（金属浴版）



* 套装配置详见以下列表

蛋白质免疫印迹套装（水浴版）

T 10 套装	
T 10 主机	3737025
S 10 N - 5 G 不锈钢分散刀头	3304000
R 104 支架	3386000
H 44 夹头	2437700
ICC basic eco 18 主机 带 18 L 透明浴槽和浴桥	10000928
VORTEX 2 涡旋混匀器	25001612
KS 260 basic 基本型	2980225
AS 260.1 通用夹具	8017400

蛋白质免疫印迹套装（金属浴版）

T 10 套装	
T 10 主机	3737025
S 10 N - 5 G 不锈钢分散刀头	3304000
R 104 支架	3386000
H 44 夹头	2437700
Dry Block Heater 1 干浴器	10000928
DB 2.1 单个加热块（模块可申请更换）	4468100
VORTEX 2 涡旋混匀器	25001612
KS 260 basic 基本型	2980225
AS 260.1 通用夹具	8017400



designed for scientists

CHN

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 - 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 传真: +86 20 8208 8373
邮箱: info@ika.cn

/// 全球

德国

IKA-Werke GmbH & Co.KG
电话: +49 7633 831-0
邮箱: sales@ika.de

美国

IKA Works, Inc.
电话: +1 910 452-7059
邮箱: sales@ika.net

马来西亚

IKA Works (Asia) Sdn Bhd
电话: +60 3 6099-5666
邮箱: sales.lab@ika.my

日本

IKA Japan K.K.
电话: +81 6 6730 6781
邮箱: info_japan@ika.ne.jp

韩国

IKA Korea Ltd.
电话: +82 2 2136 6800
邮箱: info@ika.kr

印度

IKA India Private Limited
电话: +91 80 26253 900
邮箱: info@ika.in

巴西

IKA do Brasil
电话: +55 19 3772-9600
邮箱: info@ika.net.br

波兰

IKA Poland Sp. z o.o.
电话: +48 22 201 99 79
邮箱: sales.poland@ika.com

英国

IKA England LTD.
电话: +44 1865 986 162
邮箱: sales.english@ika.com

/// 在线商店

在线了解和订购卓越的 IKA 产品:
www.ika.com

/// 社交媒体



WeChat



IKA 中国



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



IKAworldwide