

沛亿 Distillate 系列蒸馏水源水型超纯水机

沛亿 Distillate 蒸馏水源水型超纯水机使用蒸馏水或中央纯水系统供给的纯水作为源水，并将源水纯化为水质更优的超纯水。沛亿 Distillate 蒸馏水源水型超纯水机，沿用了沛亿 Classic 系列经典型超纯水机时尚简洁的外观设计，由于源水已经是纯水，Distillate 超纯水机没有预处理和纯水箱，设备总体积更小（体积与美国 Millipore 超纯水机相当），不占用客户多余的桌面空间。如果您已经有蒸馏水或纯水，但它还不能满足您对水质的严格要求，那沛亿 Distillate 蒸馏水源水型超纯水机将是您最佳的选择。

技术特点

- I 优化的工艺流程设计，水质更优，耗材更省；
- I 进口核心元器件，最佳产水水质。
- I 电脑三维 CAD 产品设计，互换性强，品质稳定。
- I 沿用了沛亿 Classic 系列经典型超纯水机时尚简洁的外观设计，设备体积更小，不占用客户多余的桌面空间。
- I 24VDC 直流安全电源，设备功率仅几十瓦。
- I 单片机全自动控制，设备可 24 小时连续待机运行。
- I LED 数字液晶面板在线显示监测出水水质。
- I 管路、接头均为惰性材质，避免了二次污染。
- I 全防水薄膜按键开关取水，安全可靠、简单快捷。



产品技术参数

机型	PDB	PDA
应用领域	原子吸收 AAS	高效液相色谱
	离子色谱	原子吸收 AAS
	毒素检测	原子发射 ICP
	免疫诊断	离子色谱
	植物细胞培养	生物工程
	微电子清洗用水...	电泳、凝胶分析...
超纯水水质		
电阻率@25℃	15~18.2MΩ.cm	18.2MΩ.cm
总有机碳 TOC	10~20ppb	5~10ppb
微生物	<1CFU/ml *	<1CFU/ml *
热源	<0.001EU/ml *	<0.001EU/ml *
其它参数		
产水量@25℃	90 升/小时	90 升/小时
最大出水流速	1.5 升/分钟	1.5 升/分钟
给水水源电导率	2~10μs/cm 纯水	2~10μs/cm 纯水
给水压力	0.15~0.5Mpa	0.15~0.5Mpa
电源	220VAC/50Hz	220VAC/50Hz
功率	40W	40W
尺寸(宽高深)	290×493×398mm	290×493×398mm
重量	15Kg	15Kg

备注:

- 1、带“*”符号的技术参数为配置 UV 紫外灭菌仪或 UF 除热源超滤机型可达到的指标。
- 2、以上关于产品配置的参数为标准配置的参数，若需非标配置可电讯沛亿公司。
- 3、访问沛亿公司官方网站 <http://www.ccdpy.com> 或电讯 028-83906023 了解更多产品信息。