

Eppendorf 价格单(1)

品名	品名	规格	价格(供货商)	说明
单道电动移液器	单道电动移液器	0.5—10ul	4100 (带充电器)	新型的 Research pro 系列电动移液器是实验室液体分样操作的理想工具。 该系列的移液器具有清晰的功能键操作面板，简单易懂的显示及一体化设计。这便是我们设计产品的最初目标：开发一种适用于所有实验室、符合人体工程学设计的、具有卓越性能的移液器。多种不同的移液、分液、反向移液及稀释技术使得实验操作更加容易。
		5—100ul		
		20—300ul		
		50—1000ul		
		100—5000ul		
8 道电动移液器	8 道电动移液器	0.5—10ul	7200 (带充电器)	新型 Eppendorf Research® Pro 电动移液器的一些简单功能，例如移液和分液，可以像手动移液器那样进行操作，而不会对移液器其它功能（程序）产生不利影响。 多道移液器也具备单道移液器的全部功能，因此使用这两种型号的电动移液器时不需要额外的培训。
		5—100ul		
		20—300ul		
		60—1200ul		
12 道电动移液器	12 道电动移液器	0.5—10ul	8350 (带充电器)	
		5—100ul		
		20—300ul		
8 排手动移液器	8 排手动移液器	0.5—10ul	4850	在各种条型、排状微量管和微孔板中连续加样的操作中，多道移液器的使用越来越广泛。由此我们开发了 Research®多道移液器,仅用单手就可进行操作。Research®系列高效的 8 道和 12 道移液器能够提供一个有效、精确和快速的途径完成一系列整套的移液工作。
		10—100ul		
		30—300ul		
12 排手动移液器	12 排手动移液器	0.5—10ul	5350	
		10—100ul		
		30—300ul		
Easypet 电动移液辅助器	Easypet 电动移液辅助器		2800 (带电源)	在轻巧的手握式 Easypet®移液辅助器帮助下，使用刻度和固定移液器可进行精确、安全的不易疲劳的移液操作。这种移液辅助器可以根据手指的用力大小来调节液流快慢，形成管内半月形的液面或排空移液管。

Brand 移液辅助器：2650 元/支

8 排手动移液器（老款）5-50ul 金额：3500 元整

Ependorf 价格单 (2)

连续分液器	连续分液器	2800	<p>新型手动分液器适合长时间的重复分液操作，加快分液速度，节约工作时间，是一款理想的高精密度仪器。分液体积的设定功能更加灵活地完成各项研究任务。 Combitips 分液管更换容易，该分液器手感舒适，操作轻松，手部肌肉不易疲劳。</p> <p>现在您可以使用 9 种不同规格的 Combitips 分液管，包括新款 25 ml 分液管，提供 112 种不同的量程。可连续分装 100 次 250 μl 液体，无需重新吸液，这就是该分液器的独特优点。没有比这更简单而快捷的了。</p> <p>系统: 所有的 Combitips plus 分液管可以非常容易地安装在 Multipette plus 分液器上，然后被分液器内置式传感器所识别，体积自动显示。耗时的体积计算和不正确的分装过程已不复存在。此外，只要推动一下按钮，Combitips plus 分液管就可以非接触式自动脱卸，防止污染。</p> <p>Combitips® plus: 根据外置活塞式原理进行准确的液体分装，无需考虑液体的密度和粘性。使用外置活塞式系统，即使进行放射性、腐蚀性的有毒物质及易挥发溶液的分装都变得更加安全。分液时不会形成气溶胶，分液后 Combitips plus 易于脱卸和处理。</p>
-------	-------	------	--