

Biocontainer

- 标准的3D储液袋



容积：
38 L, 57 L, 113 L, 208 L,
303L, 378 L, 568 L ...

卡盘接头 (Tri-Clamp, TC)
或 CPC快速接头 (可选)

按照 SFDA 和ISO9001:2008要求进行生产质量管理
标准洁净生产车间, 规范性操作
设计生产和灭菌工艺符合cGMP的操作要求

可选配件

卡盘接头



变径接头



鲁尔取样口



碟式过滤器



囊式过滤器



产品说明

袋体	五层共挤膜, 符合国家I类药包材标准
液体接触层	为稳定改性乙烯 - 丙烯聚合物
管路	硅胶管或C-Flex 热塑性焊接管
接头	TC接头, 鲁尔接头, CPC快速接头 (选配)
接头数量	标准型为3个 (顶部2个, 底部1个), 可订制
过滤器	囊式过滤器 (选配)
体积	38L-1000L, 更大规格可订制
灭菌	γ射线辐照

应用

培养基、缓冲液储存
超滤、过滤或层析后的过程溶液的储存和转移
中间产品合并
样品与成分收集
疫苗原液的储存和转移
酸碱溶液的储存和转移
产品转移运输

*** 我们可按照您的需求, 订制特殊产品。**

标准双层无菌包装
内毒素 < 0.25EU/ml
不锈钢或塑料容器支架 (选配), 提供刚性支撑
无针式的鲁尔取样口, 操作简便
可用无菌焊接或密封实现连接或分离工艺, 也可使用快速接头, 方法多样
10000级无尘室环境下生产, 稳定可靠



Biocontainer - 标准的3D储液袋

产品规格说明

序号	产品货号	产品参数	
系列一：基础袋，不含接头、管夹等可配件			
1	FT38-1	38L 3D 袋，可配 Nalgene37L 桶使用	管路 1 和 2：上下出液口，内径 3/8 英寸，外径 5/8 英寸 硅胶管，长度 20cm
2	FT57-1	57L 3D 袋，可配 Nalgene57L 桶使用	管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸 C-FLEX 管，长度 20cm， 不带管夹和接头
3	FT113-1	113L 3D 袋，可配 Nalgene113L 桶使用	管路 1 和 2：上下出液口，内径 3/8 英寸，外径 5/8 英寸 硅胶管，长度 20cm 管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸硅胶管，长度 20cm， 不带管夹和接头
4	FT208-1	208L 3D 袋，可配 Nalgene208L 桶使用	
5	FT303-1	303L 3D 袋，可配 Nalgene208L 桶使用	
6	FT378-1	378L 3D 袋，可配 Nalgene378L 桶使用	
7	FT568-1	568L 3D 袋，可配 Nalgene568L 桶使用	
系列二：硅胶软管，带管夹和 TC 接口、鲁尔接口			
1	FT38-2	38L 3D 袋，可配 Nalgene37L 桶使用	管路 1 和 2：上下出液口，内径 3/8 英寸，外径 5/8 英寸 硅胶管，长度 20cm
2	FT57-2	57L 3D 袋，可配 Nalgene57L 桶使用	管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸硅胶管，长度 20cm， 带管夹、TC 口和取样口
3	FT113-2	113L 3D 袋，可配 Nalgene113L 桶使用	管路 1 和 2：上下出液口，内径 1/2 英寸，外径 3/4 英寸 硅胶管，长度 20cm 管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸硅胶管，长度 20cm， 带管夹、TC 口和取样口
4	FT208-2	208L 3D 袋，可配 Nalgene208L 桶使用	
5	FT303-2	303L 3D 袋，可配 Nalgene208L 桶使用	
5	FT378-2	378L 3D 袋，可配 Nalgene378L 桶使用	
6	FT568-2	568L 3D 袋，可配 Nalgene568L 桶使用	
系列三：C-Flex 管路，带管夹和 TC 接口、鲁尔接口			
1	FT38-3	38L 3D 袋，可配 Nalgene37L 桶使用	管路 1 和 2：上下出液口，内径 3/5 英寸，外径 5/8 英寸 C-flex 管，长度 20cm
2	FT57-3	57L 3D 袋，可配 Nalgene57L 桶使用	管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸硅胶管，长度 20cm， 带管夹、TC 口和取样口
3	FT113-3	113L 3D 袋，可配 Nalgene113L 桶使用	管路 1 和 2：上下出液口，内径 1/2 英寸，外径 3/4 英寸 C-flex 管，长度 20cm 管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸硅胶管，长度 20cm， 带管夹、TC 口和取样口
4	FT208-3	208L 3D 袋，可配 Nalgene208L 桶使用	
5	FT303-3	303L 3D 袋，可配 Nalgene208L 桶使用	
5	FT378-3	378L 3D 袋，可配 Nalgene378L 桶使用	
6	FT568-3	568L 3D 袋，可配 Nalgene568L 桶使用	

* 如果没有适合您的规格，请联系我们 (☎ 021-57791703)。
我们将为您提供订制服务。



电话: 86-21-57791703
 传真: 86-21-57791702
 邮箱: flexstable@163.com
 网址: www.lepurechina.com

上海乐纯生物技术有限公司
 Shanghai Lepure Biotech Co., Ltd.

- Single Use System, Chinese Made -