



dNTP

产品名	货号	浓度	规格	纯度
超纯 dATP	DP-40111	100mM	0.5ml	≥99%
超纯 dCTP	DP-40112	100mM	0.5ml	≥99%
超纯 dGTP	DP-40113	100mM	0.5ml	≥99%
超纯 dTTP	DP-40114	100mM	0.5ml	≥99%

中国·福际 World's Foregene

储存条件

请置于-20°C保存。使用前，请于冰上融化，并混匀后再使用。

产品介绍

经过 PCR 检测的脱氧核苷酸，可与所有的耐热聚合酶配套使用。每种 dNTP(dATP、dGTP、dCTP、dTTP)纯度均达 99%以上，不含 DNase 和 RNase。

使用方法

本产品均为高纯度的单一的 dNTP。其浓度分别为 100mM；使用时，请用调节至中性（pH7.5 左右）的无菌超纯水配制成所需浓度的 dNTP 或 dNTPs 混合物。

成都福际生物技术有限公司
电话:028-83360257, 028-83361257
传真:028-83361257
E-mail:info@foregene.com
Http://www.foregene.com