



dNTPs

产品名	货号	浓度	规格	纯度
超纯 dNTPs	DP-40011	2.5mM each	1ml	≥99%
超纯 dNTPs	DP-40012	2.5mM each	1mlx5	≥99%
超纯 dNTPs	DP-40021	10mM each	1ml	≥99%
超纯 dNTPs	DP-40022	10mM each	1mlx5	≥99%

中国·福际 World's Foregene

储存条件

请置于-20℃保存。使用前，请于冰上融化，并混匀后再使用。

产品介绍

经过 PCR 检测的脱氧核苷酸，可与所有的耐热聚合酶配套使用。该产品是 4 种高纯度 dNTP(dATP、dGTP、dCTP、dTTP)等摩尔混合物，纯度均达 99%以上，不含任何 DNase 和 RNase。

使用方法

本产品分为 2.5mM each、10mM each 两种浓度，均为高纯度 dNTP 等摩尔混合物，不用稀释即可直接使用；对于 10mM each 浓度，请用调节至中性（pH7.5 左右）的无菌超纯水稀释至适合浓度使用。

成都福际生物技术有限公司

电话:028-83360257, 028-83361257

传真:028-83361257

E-mail:info@foregene.com

Http://www.foregene.com