



## 产品介绍

XPure Purification Kit一款可以对酶反应后的产物进行去除盐离子、去除酶残留的试剂盒，可用于NGS文库构建中的产物纯化、长片段基因组DNA反应产物纯化、PCR产物纯化，操作过程中无需离心或真空抽滤，适用于各类自动化核酸提取纯化设备。


### 试剂盒组分

Cat. No.	M1004-01	M1004-02	M1004-03
Bio-Base LC Solution	2×1mL	20mL	100mL

## 产品特点

- **回收效率高：**捕获100bp以上的片段，稳定的高回收效率
- **产物纯度高：**经标准操作流程纯化后不带有盐和其他残留
- **操作简便：**同一protocol适应不同反应体系，无需调整试剂比例

文库构建各步骤回收效率对比（上样量：5μg）



## 产品介绍

UPure SeqDye Cleanup Kit 是一款磁珠法测序染料终止子清除试剂盒，可清除测序反应中的BigDye®、盐及其他残余物。独特的技术使得能捕获20bp的小片段，以确保稳定的读长。操作过程中无需离心或真空抽滤，适用于各类自动化核酸提取纯化设备。


### 试剂盒组分

Cat. No.	M1003-01	M1003-02	M1003-03
Bio-Base MB Solution	1mL	5mL	50mL


## 产品特点

- **回收片段范围广：**≥20bp
- **回收效率高：**≥90%
- **产物纯度高：**260/230>2

回收效率高



产物纯度高



## 二代测序纯化

# XPure Purification Kit

### 订货信息

M1004-01	100preps*
M1004-02	1,000preps*
M1004-03	5,000preps*

\* 基于20μl样本体积计算

#### 运输：

常温运输。

#### 储存条件：

储存于4℃。

## 一代测序纯化

# UPure SeqDye Cleanup Kit

### 订货信息

M1003-01	100preps*
M1003-02	500preps*
M1003-03	5,000preps*

\* 基于10μl样本体积计算

#### 运输：

常温运输。

#### 储存条件：

储存于4℃。