

HEK293蛋白表达无血清培养基


用于HEK293细胞的培养及重组蛋白的表达

产品货号: NC0305 1L/瓶 2-8°C 效期12个月




1. 细胞状态好，最大细胞密度可达到 7×10^6 cells/mL
2. 转染后无需更换培养基，转染效率可达70%~95%
3. 蛋白表达产量高，显著优于进口品牌
4. 无血清，无水解物，成分明确

同等培养条件下，分别用友康HEK293蛋白表达无血清培养基、某进口品牌无血清培养基进行培养。




【瞬时表达效果对比】

同等培养条件下，分别用 友康HEK293蛋白表达无血清培养基、G（某进口品牌培养基）培养293T悬浮细胞并进行转染，在转染后3-5d（天）直接收取上清（未经过纯化处理）进行SDS-PAGE鉴定，结果如图：



* “圈门”是用流式细胞仪检测得到的反应细胞活率的一项参数，圈门越高则活细胞数越多，培养体系中死细胞与碎片越少。



相同的细胞和转染条件下，友康HEK293蛋白表达无血清培养基瞬时表达效果明显高于G无血清培养基。

友康生物是中国本土企业，但我们也有能力提供高品质的无血清培养产品！

经过13年的长跑，北京友康生物已经成为中国细胞治疗无血清培养领域的行业领先企业。是国家高新技术企业。

友康生物是中国药监局批准的2类体外诊断试剂生产企业，满足GMP生产要求。通过了ISO9001及ISO13485质量管理体系。

YOCON 友康®

友康恒业生物科技（北京）有限公司

地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号B座一层、A座三层

电话：010-58711655

网址：www.yocon.com.cn



友康生物微信公众号



培养实操-视频直播



阿里巴巴网上商城