

非必需氨基酸(10mM, 100×)

货号 : N1250

规格 : 100ml

保存 : 2-8℃保存, 有效期 12 个月。

产品说明 :

非必需氨基酸(10mM,100×)用于细胞培养实验。产品经过滤除菌处理,可以直接添加到细胞培养液内。常规实验按照 100 倍比例稀释使用即可,也可根据实验要求自行调整工作浓度。

氨基酸组成	浓度 (mg/ml)
L-丙氨酸:	890
L-谷氨酸:	1470
L-天门冬酰胺:	1500
L-天门冬氨酸:	1330
L-脯氨酸:	1150
L-丝氨酸:	1050
甘氨酸:	750

注意事项 :

超净台内操作,使用时避免对母液的污染。

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。