



EA36 染色液

货号: G1613

规格: 100mL/500mL

保存:室温避光保存,有效期6个月。

产品说明:

细胞学常规染色普遍使用巴氏(Papanicolaou)法。Papanicolaou Stain 最初仅用于检测阴道上皮雌激素水平以及生殖道念珠菌、滴虫等病原体。最终胞浆染色应透明可见,核染色质应很容易辨别出来。目前改良的巴氏染色液含有多种离子,具有多色性染色效能。染色后胞质鲜艳、透明性好以及核膜、核仁、染色质结构清晰。巴氏染色液用于细胞脱落标本,细胞核呈蓝色或黑色,角化鳞状细胞胞浆呈粉红或橘红色。

EA36 染色液主要由淡绿、伊红、磷钨酸等组成,不含乙酸,用于细胞质染液,橘黄 G6 与 EA36 或 EA50 联合使用,可将胞浆染成颜色鲜明的绿色、蓝色和粉色。EA36 染色液比 EA50 染色液更适用于妇科细胞学涂片染色如筛查宫颈癌和癌前病变。

操作步骤(仅供参考):

- 1. 根据实验具体要求操作。
- 2. EA36 stain一般染色3~5min即可。
- 3. 进行后续实验。

注意事项:

- 1. 所有染液均需过滤,需经常更换染液。
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。