

Regaud 固定液

货号: G2200

规格: 500ml

保存: 室温, 避光, 有效期 6 个月。

产品内容:

试剂(A): Regaud 溶液 400ml RT 避光。

试剂(B): 福尔马林溶液 100ml RT 避光。

产品简介:

固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。Regaud 固定液(Regaud Fluid)又称 Müller 液, 由重铬酸盐溶液和福尔马林组成, 是骨组织的特殊固定剂, 其他组织很少用该固定液, 在某些情况下不能用含汞的骨组织染色。

使用说明(仅供参考):

1、 根据实验具体要求操作。临用前按试剂(A): 试剂(B)=4: 1 充分混合, 即配即用。

注意事项:

- 1、 组织取材的厚度不同, 固定时间也不同, 对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。常规活检组织比较适合厚度为 2~4mm, 一般不超过 6mm。
- 2、 固定液的容量应足够, 一般固定液与组织块的体积比率应大于 10:1。
- 3、 温度对固定的影响很明显, 提高温度可以加速固定作用, 但温度不宜过高。
- 4、 取出新鲜组织后, 应及时固定, 无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。