

## 分子生物学常用试剂（即用型）

编号	名称	描述	包装	价格（元）
GLSH01	40% 丙烯酰胺	19 丙烯酰胺: 1 甲叉双丙烯酰胺	500ml	180
		37.5 丙烯酰胺: 1 甲叉双丙烯酰胺		
GLSH02	30% 丙烯酰胺	29 丙烯酰胺: 1 甲叉双丙烯酰胺	500ml	150
GLSH03	蛋白 Marker	205KD, 116KD, 97KD, 66KD, 45KD, 29KD, 15KD, 6.5KD .	20 次	120
GLSH04	5 x SDS-PAGE Loading Buffer		5×1ml	120
GLSH05	6×DNA Loading Buffer	双染料	5×1ml	60
GLSH06-1	100bp DNA Marker	已加 Loading Buffer	20 次	60
GLSH06-2	100bp DNA Marker	已加 Loading Buffer	50 次	110
GLSH06-3	100bp DNA Marker	已加 Loading Buffer	100 次	180
GLSH07	IPTG	0.1M	10×1ml	180
GLSH08	X-Gal	20mg/ml	1ml	80
GLSH09	Amp	100mg/ml	10×1ml	80
GLSH10	Kana	100mg/ml	10×1ml	80
GLSH11	10×TE Buffer	pH7.4 pH7.6 pH8.0	500ml	80
GLSH12	50×TAE Buffer	pH8.5	100ml	150
GLSH13	10×TBE Buffer	pH8.3	100ml	90
GLSH14	PBS	pH7.4	500ml	90
GLSH15	SOB 培养基		50×1ml	160
GLSH16	SOC 培养基		50×1ml	160
GLSH17	dNTP	10mM	500ul	40
GLSH18	DEPC	Sigma	10ml	130
GLSH19	DEPC 水		100ml	50
GLSH20	Tris 饱和酚		100ml	80
GLSH21	GAPDH 标准品(质粒) Kit (染料法)	$10^3$ $10^4$ $10^5$ $10^6$ $10^7$ copy 引物 SYBR Green I	20 次	480
GLSH22	GAPDH 标准品(质粒) Kit (探针法)	$10^3$ $10^4$ $10^5$ $10^6$ $10^7$ copy 引物 Taqman 探针	20 次	680
GLSH23	水饱和酚		100ml	80
GLSH24	SYBR Green I	50×	200ul	120
GLSH25	DH5 $\alpha$ 感受态细胞		10×200ul	160
GLSH26	EB	10mg/ml	1ml	30



**上海捷兰生物技术有限公司**

地址：上海市肇嘉浜路 366 号 15 楼 F 座

邮编：200031

电话：021-54659190

网址：<http://geneland.bioon.com.cn>