

Biocontainer

- 标准的2D储液袋



容积：
250-3000mL；
5L, 10L, 20L, 38L, 50L等，可订制

按照 SFDA 和ISO9001:2008要求进行生产质量管理
标准洁净生产车间，规范性操作
设计生产和灭菌工艺符合cGMP的操作要求

产品说明


袋体	五层共挤膜，符合国家I类药包材标准
液体接触层	为稳定改性乙烯 - 丙烯聚合物
管路	硅胶管 或 C-flex热塑性焊接管
接头	TC接头，鲁尔接头，CPC 快速接头（选配）
接头数量	2 个或 3 个
过滤器	囊式过滤器（选配）
接口数目	1 - 5个（选配）
体积	250ml-50L
灭菌	γ射线辐照

应用

缓冲液，培养基，或小体积无菌溶液的储存
生物反应器补料
分离组分收集
原液收获
中间产物批量保存
产品转移运输

*** 我们可按照您的需求，订制特殊产品。**

标准双层无菌包装
内毒素 < 0.25EU/mL
体积 250ml-50L
可选配托盘，方便冷藏
10000级无尘室环境中生产，稳定可靠



Biocontainer - 标准的2D储液袋

产品规格说明

序号	目录号	描述	
系列一：基础袋，只接 20cm 硅胶软管，不带管夹和接头			
1	HA250-1 ... HA3000-1	250mL-3000mL 标准输液袋	管路 1：内径 1/4 英寸，外径 3/8 英寸硅胶管，长度 20cm 管路 2：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸硅胶管，长度 20cm 不带管夹和接头
2	SB005-1	5L 标准储液袋	管路 1 和 2：内径 1/4 英寸，外径 3/8 英寸硅胶管，长度 20cm 管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸硅胶管，长度 20cm 不带管夹和接头
3	SB010 -1	10L 标准储液袋	
4	SB020-1	20L 标准 储液袋	
系列二：硅胶管，带管夹和 TC 接口、鲁尔接口			
1	HA250-2 ... HA3000-2	250mL-3000mL 标准输液袋	管路 1：内径 1/4 英寸，外径 3/8 英寸硅胶管，长度 20cm 管路 2：内径 1/4 英寸，外径 3/8 英寸硅胶管，长度 20cm 配有管夹，TC 接口和鲁尔取样口
2	SB005-2	5L 标准储液袋	管路 1 和 2：内径 1/4 英寸，外径 3/8 英寸硅胶管，长度 20cm 管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸硅胶管，长度 20cm 配有管夹，TC 接口和鲁尔取样口
3	SB010 -2	10L 标准储液袋	
4	SB020-2	20L 标准 储液袋	
系列三：C-flex 焊接管，带管夹和 TC 接口、鲁尔接口			
1	HA250-3... HA3000-3	250mL-3000mL 标准输液袋	管路 1：内径 1/4 英寸，外径 3/8 英寸 C-FLEX 管，长度 20cm 管路 2：内径 1/4 英寸，外径 3/8 英寸 C-FLEX 管，长度 20cm 配有管夹，TC 接口和鲁尔取样口
2	SB005-3	5L 标准储液袋	管路 1 和 2：内径 1/4 英寸，外径 3/8 英寸 C-FLEX 管，长度 20cm 管路 3：内径 1/8 英寸，外径 1/4 英寸 C-FLEX 管，长度 20cm 配有管夹，TC 接口和鲁尔取样口
3	SB010-3	10L 标准储液袋	
4	SB020-3	20L 标准 储液袋	

* 如果没有适合您的规格，请联系我们 (☎ 021-57791703)。
我们将为您提供订制服务。



电话: 86-21-57791703
 传真: 86-21-57791702
 邮箱: flexstable@163.com
 网址: www.lepurechina.com

上海乐纯生物技术有限公司
 Shanghai Lepure Biotech Co., Ltd.

- Single Use System, Chinese Made -