

新消息！ EZ Read PC 软件现在可用于您已有的 Biochrom 酶标仪设备。 立即订购，即可享受八五折优惠！

相关产品

所有 EZ Read 酶标仪都可使用 EZ Read PC 软件

● Biochrom EZ Read 400 单通道酶标仪

Biochrom EZ read 400 是一款由电脑控制的单通道滤光片酶标仪，主要用于酶联反应、蛋白浓度检测和细胞生物学等的吸收分析。

● Biochrom EZ Read 800 8 通道酶标仪


Biochrom EZ read 800 是一款由电脑控制的 8 通道滤光片酶标仪，主要用于酶联反应、蛋白浓度检测和细胞生物学等的吸收分析。

● Biochrom EZ Read 800 Plus 单机版 8 通道酶标仪

Biochrom EZ read 800 Plus 是一款单机版的 8 通道滤光片酶标仪，主要用于酶联反应、蛋白浓度检测和细胞生物学等的吸收分析。

● EZ Read LED 8 通道 LED 酶标仪

EZ Read LED 是一款快速耐用的酶标仪，适合于做酶联检测的繁忙的实验室。EZ Read LED 也有紫外版可选，它有一个 340nm 的 LED，可用于 NADH/NADPH 酶联检测。EZ Read LED 测量 96 孔板非常快-10 秒之内完成。



EZ Read PC 软件-一款直观、功能强大且灵活的适用于所有 EZ Read 酶标仪的分析软件。

你无须成为使用 EZ Read PC 软件的专家：我们直观简便的操作方法可以让您的测量分析更加简单。

为顾客所创造的价值

- 获得可应用于您已有的 Biochrom 酶标仪设备的直观、功能强大且灵活的 flexible EZ Read PC 软件。
- 享有 15% 的折扣！
- 增强 Biochrom 酶标仪设备应用的不同体验。

条款及条件

该促销活动对从即日起到 2013 年 12 月 31 号之前的订单有效。

若想获得该特别优惠，请订购您所需的 EZ Read PC 软件(如下表)并添加"八五折 EZ Read PC 软件"字样。

| 货号 | 产品 |
|------------|------------|
| 80-4002-41 | EZ Read 软件 |

该促销不可与其他任何的促销或额外折扣同时使用。

更多信息请咨询相关销售经理或联系: enquiries@biochrom.co.uk

产品特点

- **专为酶联免疫吸附测定设计**
具有对 ELISA 分析的综合公式，其中包括在很多 ELISA 测验中所必须但是无法在 MS Excel 中完成的，适用于 4 或 5 个参数的曲线拟合。
易于配置基于不同样本数量(可在少量样本下增加多重分析或增加多个分析板孔)的孔板布局。
- **专为研究实验室设计**
为一个范围宽泛的吸光测试提供大量的数据分析选项。有可下载的分析测定资料库供快速测验方法设置。只需点击、拖动样本即可轻松完成。
- **简单的测量和分析设置**
通过下拉菜单用以建立一个完整的测量和分析方法的直观的循序渐进的步骤使操作更便捷。
孔板布局可通过简单的"点击和拖动"来设置标准、控制、样本以及相关的板孔。
- **适用于现有的 PC 系统**
适用于 Windows 7 & 8 操作系统，同样也兼容更早的 Windows 操作系统(自 Windows XP)

更多信息请浏览:

<http://www.biochrom.co.uk>