

5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液

货号：T1070

规格：500ml

保存：室温保存，有效期1年。

产品简介： Solarbio 生产的 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（SDS-PAGE）中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，为 5×浓缩液，便于储存、操作简便。

组份浓度：125mM Tris, 1.25 M Glycine, 0.5% (W/V) SDS

使用说明：

本产品为 5×浓缩液，临用前稀释成 1×工作浓度：取 100ml 的 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液，加入蒸馏水或去离子水定容至 500 ml 混匀。

注意事项：

1. 本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。

相关产品：

P1200 SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒

P1015 4×蛋白上样缓冲液 (含 DTT)

D1060 10×电泳转移缓冲液

P1305 考马斯亮蓝染色套装 (染色液+脱色液)

PR1600 预染低分子量蛋白 MARKER